


VitaGuard® VG 310 – Kurzanleitung



Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung. Bei Unkenntnis der Gebrauchsanweisung besteht Lebens- oder zumindest Verletzungsgefahr für den Patienten. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit, die Gebrauchsanweisung zu lesen.



Übersicht der vor der Überwachung erforderlichen Schritte

- Batterien oder Blockakku einlegen (noch nicht einschalten)
- Netzadapter mit VitaGuard® und dem Stromnetz verbinden (noch nicht einschalten)
- SpO₂-Sensor befestigen, wie in der Sensor- oder VitaGuard®-Gebrauchsanweisung genau erläutert
- SpO₂-Patientenkabel mit VitaGuard® verbinden
- SpO₂-Sensor mit Patientenkabel verbinden
- VitaGuard® einschalten (Taste <Enter> drücken)

Vergewissern Sie sich, dass alle Leuchtanzeigen (LED) nach dem Einschalten für kurze Zeit leuchten und dass ein kurzer Ton aus dem akustischen Alarmgeber ertönt, der sich links neben dem getemed-Schriftzug befindet.

Vergewissern Sie sich, dass am Display die vom Arzt verordneten Alarmgrenzen angezeigt werden.


VitaGuard® ausschalten

Schalten Sie VitaGuard® immer auf die hier beschriebene Weise aus.

- 1 Drücken Sie die Taste <Enter> und halten Sie sie gedrückt. Die Meldung TASTE <ESC> DRÜCKEN erscheint.
- 2 Drücken Sie kurz die Taste <Esc> bei weiterhin gedrückter Taste <Enter> und lassen Sie beide Tasten dann los.

Der Ausschalt-Befehl wird durch zwei kurze Pieptöne quittiert.

Beim Ausschalten müssen Daten gespeichert werden. Deswegen benötigt VitaGuard® nach dem Loslassen der Tasten noch etwa zwei Sekunden, bis er sich ganz ausschaltet.



Vertrieb durch:



Hersteller:

GETEMED

Medizin- und Informationstechnik AG

Oderstraße 77

14513 Teltow

Tel. +49 (0) 33 28 39 42- 0

Fax +49 (0) 33 28 39 42-99

E-Mail info@getemed.de

Internet www.getemed.de

C € 0197

REF-Nr.: 73 82 30 11 0027H1-LAB-Rev-B-VitaGuard-VG310 10/22/2016