



REF	500.380
LOT	31010360 

 WILamed GmbH
Aurachhoehe 5-7, 91126 Kammerstein (Germany)
Phone: +49 9178 99 69 990 – URL: www.wilamed.com

C200AF Universal

Zeichenerklärung – Key to Symbols – Signification des symboles – Spiegazione dei simboli – Significado de los simbolos



Für 1 Patient, max.
Anwendungszeit 7 Tage.
For 1 patient, usable 7 days maximum.
Pour 1 patient, utilisation max. de 7 jours.
Per 1 paziente, applicazione max. 7 giorni.
Para 1 paciente, empleo máx. de 7 días.

de AUTOMATISCH ZU FÜLLENDE BEFEUCHTERKAMMER

- Maximale Peak Flow Rate: 180l/min
- Überprüfen Sie das System auf Leckagen, Blockaden und Funktion vor Gebrauch und periodisch.
- Öffnen Sie die Spike-Entlüftung wenn feste Wasser-Reservoirs verwendet werden
- Kompressibles Volumen: 210ml
- Die maximale Anwendungszeit ist 7 Tage

en AUTO FILL HUMIDIFICATION CHAMBER

- Maximum peak flow rate: 180l/min
- Check system for leakage, occlusion and function prior to use and periodically
- Open spike vent when using a rigid water reservoir
- Compressible volume: 210ml
- The maximum period of use is 7 days

fr CHAMBRE D'HUMIDIFICATION Á REMPLISSAGE AUTOMATIQUE


- Débit de pointe maximum: 180l/min
- Avant utilisation et périodiquement, vérifier que le système ne présente pas de fuite ou d'occlusion et qu'il fonctionne correctement.
- Ouvrir la prise d'air du percutuer si le réservoir d'eau utilisé est rigide (flacon).
- Volume compressible: 210ml
- Le période d'utilisation maximum est 7 jours.

it CAMERA DI UMIDIFICAZIONE AD AUTO RIEMPIMENTO

- Massimo picco di flusso: 180l/min
- Controllare il sistema per le perdite, l'occlusione ed il funzionamento prima dell'utilizzo e periodicamente.
- Aprire la valvola di sicurezza quando si utilizza una riserva d'acqua rigida.
- Volume comprimibile: 210ml
- Periodo massimo di utilizzo 7 giorni.

es CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN DE AUTO LLENADO

- Pico máximo de flujo: 180l/min
- Compruebe el sistema frente a las fugas y oclusión, y compruebe su funcionamiento antes de cada uso y periódicamente.
- Abra la ventana del pincho cuando use un recipiente rígido de agua.
- Volumen compresible: 210ml
- El periodo máximo de uso es 7 días.



- de - **WARNUNG** – (A) Die Kammer nicht trockenlaufen lassen.
- **WARNUNG** – (B) Sichtbare Metallflächen können heiss werden.





- en - **WARNING** – (A) Do not let chamber run dry.
- **WARNING** – (B) Metal surfaces may be hot when exposed.

- fr - **ATTENTION** – (A) Ne pas laisser la chambre fonctionner sans eau.
- **ATTENTION** – (B) Les surfaces métalliques exposées peuvent être chaudes.





- it - **AVVERTENZE** – (A) Non lasciare la camera priva di acqua.
- **AVVERTENZE** – (B) Le superfici esposte di metallo possono scottare.

- es - **ADVERTENCIA** – (A) No deje que la cámara se quede sin agua.
- **ADVERTENCIA** – (B) Superficies metálicas expuestas pueden estar calientes.

CE 1275



de	Beutel
en	Bag
fr	Poche
it	Borsa
es	Bolsa



de	Flasche
en	Bottle
fr	Flacon
it	Bottiglia
es	Botella