

Gibeck Humid-Vent®

Heat and Moisture Exchangers

Instructions for use

en

Humid-Vents are Heat and Moisture Exchanger (HME) for humidification during anaesthesia and ventilator care. It reduces hypothermia and postoperative shivering. Expert clinical judgement must be used in assessing the patients humidification requirements.

Instructions for use:

- Position patient side connector of the HME higher than ET connector to avoid accumulation of condensation.
- The tubing should be lower than the HME.
- If patient is re-positioned it may be necessary to reposition the HME.

Caution:

- Do not use if package is broken or product is damaged.
- Do not use with explosive anaesthetic gases.
- Replace every 24 hours or as needed to prevent accumulation of secretion.
- Replace unit immediately if soiled with secretion or otherwise obstructed.
- Humid-Vent is designed for single use only and should not be cleaned and re-used.

Re-processing of medical devices intended for single use only may result in degraded performance or a loss of functionality. Re-use of single use only medical devices may result in exposure to viral, bacterial, fungal, or prionic pathogens. Validated cleaning and sterilization methods and instructions for reprocessing to original specifications are not available for these medical devices. This product is not designed to be cleaned, disinfected, or sterilized.

- Take total system dead space into consideration before use.
- When an uncuffed endotracheal tube is used on a neonate, leakage around the tube normally occurs, this reduces the humidification efficiency.

Storage Instruction
Store in a cool and dry place, protected from light and ozone (no ultraviolet light, if applicable).
Keep away from sunlight and keep dry. Do not use if the product sterilisation barrier or its packaging is compromised.

Contraindications:

- Humid-Vent should not be used with patients producing fulminating frothy secretions within their airways, or patients with haemoptysis.
- Do not use in conjunction with conventional humidifiers and nebulizers.
- Do not add moisture to the HME.

Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician. (For USA and Canada only)

Explanation of important symbols and markings on the product label.

Qty	Quantity, Number of items
	Not made with natural rubber latex
	Do not use if package is damaged



de

Humid-Vent ist ein Wärme- und Feuchtigkeitsaustauscher zur Befeuchtung der Atemgase bei Narkose und maschineller Beatmung. Zur Festlegung der Befeuungsforderung des Patienten bedarf es fachmännischer klinische Beurteilung.

- Der HME-Anschluß zum Patient ist höher als das Anschlußstück des Endotrachealtubus zu plazieren, um Kondensatansammlungen zu vermeiden.
- Die Beatmungsschlüsse müssen tiefer als der HME liegen.
- Wird die Stellung des Patienten verändert, sind obige Anweisungen zu kontrollieren.

Warnhinweise!

- Nicht verwenden, wenn Verpackung geöffnet oder Produkt beschädigt ist.
- Nicht mit explosiven Gasgemischen verwenden.
- Replace every 24 hours or as needed to prevent accumulation of secretion.
- Replace unit immediately if soiled with secretion or otherwise obstructed.
- Humid-Vent is designed for single use only and should not be cleaned and re-used.

Re-processing of medical devices intended for single use only may result in degraded performance or a loss of functionality. Re-use of single use only medical devices may result in exposure to viral, bacterial, fungal, or prionic pathogens. Validated cleaning and sterilization methods and instructions for reprocessing to original specifications are not available for these medical devices. This product is not designed to be cleaned, disinfected, or sterilized.

- Take total system dead space into consideration before use.
- When an uncuffed endotracheal tube is used on a neonate, leakage around the tube normally occurs, this reduces the humidification efficiency.

Storage Instruction
Store in a cool and dry place, protected from light and ozone (no ultraviolet light, if applicable).
Keep away from sunlight and keep dry. Do not use if the product sterilisation barrier or its packaging is compromised.

Contraindications:

- Humid-Vent nicht bei Patienten mit vermehrter Bronchialsekretion in den Atemwegen oder einer akuten Hämoptoiese einsetzen.
- Nicht zusammen mit aktiven Befeuchtern oder Verneblern einsetzen.
- Keine zusätzliche Feuchtigkeit zum HME hinzufügen.

Erläuterung wichtiger Symbole und Kennzeichnungen auf dem Produktetikett.

Qty	Menge, Anzahl der Artikel
	Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt
	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist



fr

Humid-Vent est un échangeur de chaleur et d'humidité (HME) indispensable pour l'anesthésie et la Réanimation. Détruire l'objet après usage. Il est impératif que le taux d'humidification soit déterminé, pour chaque patient, selon le critère clinique requis.

- Le raccord de l'ECH du côté patient doit se situer plus haut que le raccord du tube trachéal, afin de prévenir l'accumulation de condensats.
- Les tuyaux respiratoires doivent se situer plus bas que l'ECH.
- Toujours vérifier les points ci-dessus lors du repossement du patient.

Précautions!

- Ne pas utiliser si le sachet est ouvert ou si le produit est défectueux.
- Ne pas utiliser avec des gaz inflammables.
- Remplacer toutes les 24 heures ou si nécessaire prévenir l'accumulation des sécrétions.
- Si le filtre est souillé par des sécrétions, hémoptoiese ou autre sorte d'obstruction le remplacer immédiatement.
- Humid-Vent est conçu pour un usage unique et ne doit pas être nettoyé ni réutilisé.

Le retraitement des dispositifs médicaux à usage unique peut entraîner une réduction des performances ou une perte de fonctionnalité. La réutilisation des dispositifs médicaux à usage unique peut provoquer une exposition aux germes viricoles, bactériens, fongiques ou prioniques. Aucune méthode de nettoyage et de stérilisation validée n'est disponible pour ces produits. Ce produit ne peut pas être nettoyé ou stérilisé.

Vor Gebrauch bitte das Gesamttraumavolumen beachten.

Bei Verwendung eines Endotracheltubus ohne Manschette bei einem Neugeborenen entsteht meistens eine Undichtigkeit um den Tubus herum; was die Befeuchtungswirkung reduziert.

Consignes de stockage

Conserver dans un environnement frais et sec, à l'abri de la lumière et de l'ozone (pas de lumière ultraviolette, selon le cas).

Maintenir à l'abri du soleil et maintenir au sec. Ne pas utiliser si la barrière de stérilisation du produit ou son emballage est endommagé.

Contre-indications:

- L'Humid-Vent ne doit pas être utilisé sur des patients sécrétant ou sur des patients atteints d'hémoptoiese.
- Ne pas utiliser avec des humidificateurs classiques et des nébulisateurs.
- Ne pas ajouter d'humidité à l'ECH.

Attention : La loi fédérale américaine restreint la vente de ce dispositif par ou sur prescription d'un médecin. (États-Unis et Canada uniquement)

Qty	Quantité, nombre d'unités
	Non composé de latex de caoutchouc naturel
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé



es

Humid-Vent es un intercambiador de calor y humedad para humidificación durante la anestesia y la ventilación. Para evaluar al paciente la cantidad de humedad necesaria, es necesario una evaluación clínica por parte del personal experimentado.

- Colocar la conexión del HME al paciente de modo que se encuentre más alto que la conexión del tubo traqueal, esto para evitar acumulación de condensados.
- Las mangueras de respiración deben situarse más bajos que el HME.
- Si el paciente cambia de posición, verifique las indicaciones de arriba.

Precauciones:

- No debe utilizarse si el embalaje está dañado.
- No debe utilizarse con gases anestésicos explosivos.
- Reemplazar cada 24 horas o cuando sea necesario para prevenir la acumulación de secreciones.
- En caso de suciedad del filtro por secreciones, hemoptisis u otra obstrucción, reemplazar inmediatamente.
- Humid-Vent es concebido para uso único y no debe ser netoado ni reutilizado.

El reprocessamiento de productos previstos para un solo uso puede afectar a su rendimiento o producir una pérdida de funcionalidad. La reutilización de productos de un solo uso puede exponer a las personas a patógenos víricos, bacterianos, fúngicos o prionicos. Estos productos disponen de métodos de limpieza y de esterilización validados para devolverlos a las especificaciones originales. Este producto no se ha diseñado para ser limpiado, desinfectado ni esterilizado.

Tener en cuenta el espacio morto total antes de su utilización.

Cuando se utilicen tubos endotracheales sin balón en pacientes neonatos, existen normalmente fugas alrededor del tubo, con lo que la eficiencia de la humidificación se reduce.

Instrucción de conservación

Almacenar en un lugar fresco y seco protegido de la luz y el ozono (sin luz ultravioleta)

Mantener alejado de la luz solar y en seco. No usar si la barrera estéril del producto o su envase están deteriorados.

Contraindicaciones:

- Humid-Vent no debe utilizarse en pacientes que produzcan secreciones espumosas o sanguíneas.
- No utilizar en combinación con humidificadores convencionales o nebulizadores.
- No añadir humedad al HME.

Explicación de los símbolos y marcas importantes en la etiqueta del producto.

Qty	Cantidad, número de artículos
	No contiene látex
	No usar si el envase está dañado



it

Humid-Vent (HME) è sia uno scambiatore di calore e umidità (HME) utilizzato durante l'anestesia e la ventilazione. Per assicurare al paziente la quantità di umidità necessaria, eseguire un'accurata valutazione del suo stato clinico.

- Posizionare il raccordo HME verso il cliente più in alto del raccordo del tubo per la trachea, onde evitare l'accumulo di condensa.
- Il circuito respiratorio deve stare mais basso do que o HME.
- Se o paciente deve mudar de posição verifique se as instruções acima são obedecidas.

Aviso:

- Avanvänd endast om produkt och förpackning är hela.
- Avanvänd ej i samband med explosiva gaser.
- Byte ut rekommenderas var 24:e timma.
- Byte ut befuktaren vid ev. sekretamsamling etc.
- Humid-Vent är avsedd för engångsbruk och får ej rengöras och återanvändas.

Reprocessering (rengöring, desinficering, sterilisering) av produkter avsedda för engångsbruk kan medföra försämrad funktion eller avsaknad av funktion. Återanvändning av produkter för engångsbruk kan medföra exporning för patogener som virus, bakterier, svampar och prioner. Det finns inga godkända rengörings- och steriliseringssmetoder och instruktioner för att reprocessera sådana produkter till sitt ursprungliga tillstånd. Den här produkten är inte avsedd att rengöras, desinficeras eller steriliseras.

Beakta systemets totala dödvälm före användning.

När man använder okuffade tuber på barn kan läckage runt tuben påverka befolkningseffekti-vitetens hos en fukt-värmeväxlare.

Förvaringsanvisning

Förvara på en kall och torr plats, skyddad från ljus och ozon (inget ultraviolet ljus, om tillämpligt).

Häll produkten borta från solljus och håll den torr. Använd ej om produkten steriliseringssbarriär eller förpackning har äventyrats.

Kontraindikation:

- Humid-Vent non deve essere utilizzato con pazienti produttori di secrezioni schiumose fulminanti nelle vie aeree o affetti da emottisi.
- Non usare abbinato ad umidificatori riscaldati elettricamente o a nebulizzatori.
- Non adicione umidità ao HME.

Spiegazione di simboli e indicazioni importanti sull'etichetta dei prodotti.

Qty	Quantità, numero di articoli
	Non realizzato in lattice di gomma naturale
	Nao utilizar se a embalagem estiver danificada



Teleflex Medical Sdn. Bhd.
Lot PT 2577, Jalan Perusahaan 4,
34600 Kamunting, Perak, Malaysia
Made in Malaysia


EC REP

Teleflex Medical
IDA Business & Technology Park,
Dublin Road, Athlone,
Co. Westmeath, Ireland

CE 0124

Teleflex





Gibeck Humid-Vent®

Heat and Moisture Exchangers

Instructions for use



Teleflex Medical Sdn. Bhd.
Lot PT 2577, Jalan Perusahaan 4,
34600 Kamunting, Perak, Malaysia
Made in Malaysia

EC REP

Teleflex Medical
IDA Business & Technology Park,
Dublin Road, Athlone,
Co. Westmeath, Ireland

CE 0124

da

Humid-Vent en fugt-varmeveksler til fugtning under anæstesi og respiratorbehandling. En klinisk vurdering af patientens fugtbehov skal ske inden brug.

- Placer ikke HMEs patientkonus højere end trachealtubens konector for at undgå ophobning af kondensvand.
- Patientslangerne skal placeres lavere end HME.
- Hvis patientens stilling ændres, kontrollerer da, at ovennævnte anvisninger følges.

⚠️ Advarsel!

- Må kun bruges, hvis produktet og emballage er ubeskadiget.
- Må ikke bruges i forbindelse med eksplosive gasser.
- Udskift fugt-varmeveksler ved hver 24. time.
- Humid-Vent er til engangsbrug og må ikke rengøres og genbruges.

Genbræjdning af medicinske anordninger, der kun er bereget til engangsbrug, kan resultere i nedsat ydelse eller tab af funktionalitet. Genbrug af medicinske engangsanordninger kan medføre eksponering for virale, bakterielle, svampe- eller prionbaserede patogener. Validerede rengørings- og steriliseringsmetoder og vejledning i genbræjdning til de oprindelige specifikationer findes ikke til disse medicinske anordninger. Dette produkt er ikke bereget til at blive rengjort, desinficeret eller steriliseret.

Tag hensyn til hele systemets dødvolumen inden brug.

Når et uuffedt endotrachekalater anvendes til en nyfødt, vil der normalt være en lækage omkring katetret, hvilket ned sætter fugnings-effektiviteten.

Oppbevaringsanvisninger

Oppbevares på et koldt, tørt sted, beskyttet mod lys og ozon (intet ultraviolet lys, hvis det er muligt).

Holdes væk fra sollys og holdes tor. Må ikke bruges, hvis produkets sterilisationsbarriere eller emballage er kompromitteret.

Kontraindikation:

- Humid-Vent må ikke bruges til patienter med kraftig sekretion i luftvejene og ved lunge-blødning.
- Må ikke bruges sammen med andre aktive fugtningssystemer, f.eks. elektrisk opvarmede fugtere eller forstøvere.
- Fugt-varmeveksleren må ikke for fugtes.

Forklaring på vigtige symboler og mærknings på produktetitten.

Qty	Antal, antal stk.
	Ikke fremstillet med naturlig latexgummi
	Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget

fi

Humid-Vent on kosteus-lämpöväihdin (HME) anestesiointiin ja respiiraattorihoitoon. Varastoiti puhassa, kuivassa, pimäessä huoneenläm-mössä. Käytä asiantuntemusta potilaan kostuttamistarpeen määritämisessä.

- Placer ikke HMEs patientkonus højere end trachealtubens konector for at undgå ophobning af kondensvand.
- Patientslangerne skal placeres lavere end HME.
- Hvis patientens stilling ændres, kontrollerer da, at ovennævnte anvisninger følges.

⚠️ Advarsel!

- Må bare brukes hvis produktet og forpak-ningen er hel.
- Må ikke brukes i forbindelse med eksplosive gasser.
- Udskift fugt-varmeveksler ved hver 24. time.
- Humid-Vent er til engangsbrug og må ikke rengøres og genbruges.

Genbræjdning af medicinske anordninger, der kun er bereget til engangsbrug, kan resultere i nedsat ydelse eller tab af funktionalitet. Genbrug af medicinske engangsanordninger kan medføre eksponering for virale, bakterielle, svampe- eller prionbaserede patogener. Validerede rengørings- og steriliseringsmetoder og vejledning i genbræjdning til de oprindelige specifikationer findes ikke til disse medicinske anordninger. Dette produkt er ikke bereget til at blive rengjort, desinficeret eller steriliseret.

Tag hensyn til hele systemets dødvolumen inden brug.

Når et uuffedt endotrachekalater anvendes til en nyfødt, vil der normalt være en lækage omkring katetret, hvilket ned sætter fugnings-effektiviteten.

Oppbevaringsanvisninger

Oppbevares på et koldt, tørt sted, beskyttet mot lys og ozon (intet ultraviolet lys, hvis det er muligt).

Holdes væk fra sollys og holdes tor. Må ikke bruges, hvis produkets sterilisationsbarriere eller emballage er kompromitteret.

Kontraindikation:

- Humid-Vent må ikke bruges til patienter med kraftig sekretion i luftvejene og ved lunge-blødning.
- Må ikke bruges sammen med andre aktive fugtningssystemer, f.eks. elektrisk opvarmede fugtere eller forstøvere.
- Fugt-varmeveksleren må ikke for fugtes.

Forklaring på vigtige symboler og mærknings på produktetitten.

Qty	Määri, kappaleiden lukumäärä
	Ei valmistettu luonnonkumilatekstista
	Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget

no

Humid-Vent (HME) er en fuktighets-/varmeveksler for fugtning ved bruk av narkose og ventilator. Det må foretas en klinisk vurdering av patientens fuktbehov.

- Plasser HMEs kopling mot pasienten høyere enn trachealrørets kopling for å unngå ansam-ling av kondens.
- Pusteslangene må plasseres lavere enn HME.
- Hvis pasienten stilling forandres, kontrollerer at ovennævnte anvisninger blir fulgt.

⚠️ Advarsel:

- Må bare brukes hvis produktet og forpak-ningen er hel.
- Må ikke brukes i forbindelse med eksplosive gasser.
- Bytte anbefales hver 24. time.
- Vaihdettava 24 tunnin välein tai tarvittaessa limaerittideen takia.
- Vaihda heti jos lima tai muu erite tukkii sen.
- Humid-Vent er ment for engangsbruk og må ikke rengøres og brukes på nytt.

⚠️ Ostrzeżenie:

- Nie używaj, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Pakiet otwarty lub produkty z uszkodzoną etykietą nie są dozwolone.
- Antykastratorze po 24 godzinach, lub jeśli produkt jest uszkodzony.
- Antykastratorze po 24 godzinach, lub jeśli produkt jest uszkodzony.
- Przygotuj produkt do ponownego użycia.

⚠️ Dikkat:

- Paket açılmış veya ürün hasarlısa kullanmayın.
- Patlayıcı anestetik gazları kullanmayın.
- Salgı birikmesini engellemek için HME'nin hasta tarafı konnektöründen daha yukarı yerleştirin.
- Tüpler HME'den daha aşağı yerleştirilmelidir.
- Hasta yeniden yerleştirildiğinde HME'nin yeniden yerleştirilmesi gerekebilir.

⚠️ Ostrzeżenie:

- Nie używaj, jeśli opakowanie jest rozerwane lub gdy produkt jest uszkodzony.
- Nie używaj razem z wybuchowymi gazami anestetycznymi.
- Wymień produkt co 24 godziny, lub gdy jest to konieczne wygodliwie.
- Humid-Vent jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku i nie wolno go czyszczyć ani wykorzystywać ponownie.

⚠️ Dikkat:

- Sadece tek kullanıma yönelik ürünlerin tekrar işlenmesi performansı veya ürün işlevinde kayba neden olabilir. Sadece tek kullanımlık ürünlerin tekrar kullanılması viral, bakteriell, mantarı veya prionik patojenlerle maruz kalınmasına neden olabilir. Bu ürün için onaylanmış temizleme ve sterilizasyon yöntemi ve orijinal spesifikasiyonları yeniden işleme talimatı mevcut değildir. Bu ürün temizlenmesi, dezenfekte edilmesi veya steriliz edilmesi için tasarılanmıştır.
- Ta filtre Humid-Vent ıxıon şıxdaşlaştıri giyá mia módon xırış, kai den etirpéléte na kañarızıvna i na xırışpoçotun eñevón.

⚠️ Ostrzeżenie:

- Przygotowanie do ponownego użycia produktów przeznaczonych do jednorazowego użytku może prowadzić do zmniejszenia wydajności lub utraty funkcjonalności. Ponowne użycie produktów przeznaczonych do jednorazowego użytku grozi załakaniem wirusowym, bakteryjnym, grzybiczym lub prionowym. Nie istnieją zatwierdzone metody czyszczenia i sterylizacji ani instrukcje w zakresie wazowania ponownego. Produktu nie należy czyszczyć, dezynfekować ani sterylizować.
- Ta hensyn til systemets totale dødvolumen før bruk.
- Når en unecfed endotracheal tube brukes på et spedbare, oppstår det normalt lekkasje rundt tuben. Dette reduserer effektiviteten av befolkningen.

Oppbevaring

- Lagre på et tørt og kjølig sted, beskyttet mot lys og ozon (ikke noe ultraviolet lys, hvis aktuelt).
- Må ikke beskyttes mot sollys og oppbevares i en tørt rom.
- Pidettävä aurinkovaloja suojaaja ja kuivana. Ei saa käyttää, jos tuoten sterili püssi tai sen pakkaus on vioittunut.

Säilytysohje

- Säilytä vileissä ja kuivassa paikassa suojaattuna valolta ja otsonilla (ei ultraviolettilaudo).
- Pidettävä aurinkovaloja suojaaja ja kuivana. Ei saa käyttää, jos tuoten sterili püssi tai sen pakkaus on vioittunut.

Kontraindikasjoner:

- Humid-Vent må ikke brukes på pasienter med kraftig sekretion i luftveiene og ved lunge-blødning.
- Må ikke bruges sammen med andre aktive fugtningssystemer, f.eks. elektrisk opvarmede fugtere eller forstøvere.
- Fugt-varmeveksleren må ikke for fugtes.

Forklaring på vigtige symboler og mærknings på produktetitten.

Qty	Antall enheter
	Ikke laget med naturlig gummilæks
	Ei saa käyttää, jos pakkaus on vahingoittunut

tr

Tanım

Humid-Vent, anestezi ve ventilasyon sırasında nemlendirme için kullanılan ısı ve Nem Değiştiricidir. Hipotermi ve postoperatif ılıcmayı azaltır. Hastanın nemlendirme gereklilikleri değerlendirilirken uzman klinik değerlendirme gereklidir.

Instrukcje dotyczące użytowania:

- Złącz HME HME strony pacjenta umieść wyżej od złącza rurki dozawodniczej, by uniknąć gromadzenia się kondensatu.
- Ogiętka HME'ów na strony pacjenta umieść wyżej od złącza rurki dozawodniczej, by uniknąć gromadzenia się kondensatu.
- Wysoką pozycję HME'ów na strony pacjenta umieść wyżej od złącza rurki dozawodniczej, aby uniknąć gromadzenia się kondensatu.
- Wysoką pozycję HME'ów na strony pacjenta umieść wyżej od złącza rurki dozawodniczej, aby uniknąć gromadzenia się kondensatu.

Dikkat:

- Paket açılmış veya ürün hasarlısa kullanmayın.
- Patlayıcı anestetik gazları kullanmayın.
- Salgı birikmesini engellemek için HME'nin hasta tarafı konnektöründen daha yukarı yerleştirin.
- Tüpler HME'den daha aşağı yerleştirilmelidir.
- Hasta yeniden yerleştirildiğinde HME'nin yeniden yerleştirilmesi gerekebilir.

Ostrzeżenie:

- Nie używaj, jeśli opakowanie jest rozerwane lub gdy produkt jest uszkodzony.
- Pakiet otwarty lub produkty z uszkodzoną etykietą nie są dozwolone.
- Antykastratorze po 24 godzinach, lub jeśli produkt jest uszkodzony.
- Antykastratorze po 24 godzinach, lub jeśli produkt jest uszkodzony.
- Przygotuj produkt do ponownego użycia.

Dikkat:

- Sadece tek kullanıma yönelik ürünlerin tekrar işlenmesi performansı veya ürün işlevinde kayba neden olabilir. Sadece tek kullanımlık ürünlerin tekrar kullanılması viral, bakteriell, mantarı veya prionik patojenlerle maruz kalınmasına neden olabilir. Bu ürün için onaylanmış temizleme ve sterilizasyon yöntemi ve orijinal spesifikasiyonları yeniden işleme talimatı mevcut değildir. Bu ürün temizlenmesi, dezenfekte edilmesi veya steriliz edilmesi için tasarlanmıştır.
- Ta filtre Humid-Vent ıxıon şıxdaşlaştıri giyá mia módon xırış, kai den etirpéléte na kañarızıvna i na xırışpoçotun eñevón.

Ostrzeżenie:

- Przygotowanie do ponownego użycia produktów przeznaczonych do jednorazowego użytku może prowadzić do zmniejszenia wydajności lub utraty funkcjonalności. Ponowne użycie produktów przeznaczonych do jednorazowego użytku grozi załakaniem wirusowym, bakteryjnym, grzybiczym lub prionowym. Nie istnieją zatwierdzone metody czyszczenia i sterylizacji ani instrukcje w zakresie wazowania ponownego. Produktu nie należy czyszczyć, dezynfekować ani sterylizować.
- Ta hensyn til systemets totale dødvolumen før bruk.
- Når en unecfed endotracheal tube brukes på et spedbare, oppstår det normalt lekkasje rundt tuben. Dette reduserer effektiviteten av befolkningen.

Oppbevaring

- Lagre på et tørt og kjølig sted, beskyttet mot lys og ozon (ikke noe ultraviolet lys, hvis aktuelt).
- Må ikke beskyttes mot sollys og oppbevares i en tørt rom.
- Pidettävä aurinkovaloja suojaaja ja kuivana. Ei saa käyttää, jos tuoten sterili püssi tai sen pakkaus on vioittunut.

Kontraindikasyon:

- Humid-Vent må ikke brukes på pasienter med kraftig sekretion i luftveiene og ved lunge-blødning.
- Må ikke bruges sammen med andre aktive fugtningssystemer, f.eks. elektrisk opvarmede fugtere eller forstøvere.
- Fugt-varmeveksleren må ikke for fugtes.

Forklaring av viktige symboler og merker på produktetitten.

Qty	Miktar, Parça sayısı

<tbl_r cells="2" ix="3" maxcspan="1" maxrspan