

sanabelle Reinigungsbürste gerade

Für Tracheostomiekannülen


GB sanabelle cleaning brush straight

For tracheostomy tubes

D	GB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REF	REF	77701504	77701505	77701506
Borsten-Durchmesser	Bristle diameter	7 mm	9 mm	11 mm
Für Kanülengröße	For tube size	5/6 mm	7/8 mm	9/10 mm
Gesamtlänge ca.	Total length approx.	31,5 cm	33,5 cm	36,0 cm
Inhalt (St.)	Contents (Pcs.)	5	5	5
PZN (Germany)		1174742	1174765	1174771

LOT 1110004



 medi1one medical grosshandels gmbh
Andreas-Stihl-Str. 19
71336 Waiblingen | Germany
www.medi1one.de
www.sanabelle-medical.com

D sanabelle Reinigungs- bürsten gerade

sanabelle Reinigungsbürsten gerade werden speziell für die Reinigung von flexiblen Tracheostomiekanülen hergestellt.

Aufgrund der unterschiedlichen Kanülenabmessungen werden sie in drei Größen angeboten, die sich in Borstendurchmesser und Drahtstärke unterscheiden. Der verwendete Draht hat keine scharfen Kanten und besteht aus rostfreiem Edelstahl, die Borsten sind aus hygienischem Nylon. Schieben Sie die Bürste so weit durch die Kanüle, bis die Borsten am anderen Ende ganz austreten. Reinigen Sie die Borsten vor dem Zurückziehen unter fließendem Wasser. Dies ist ein entscheidender Vorteil gegenüber herkömmlichen Bürsten. Flexible Kanülen sollten Sie bei der Reinigung strecken, damit deren Biegung leichter überbrückt wird. Bei starren Kanülen sollte die Bürste entsprechend der Form der Kanüle vorgebogen werden. Nach der Reinigung die Bürste gründlich säubern und anschließend zum Trocknen aufhängen.

Achtung: Kanüle vor der Reinigung immer aus dem Tracheostoma entfernen. Bürste niemals am Tracheostoma verwenden. Bürste am besten von der Kanülspitze her einführen. Kanüle vor dem Wiedereinsetzen auf Unversehrtheit prüfen. Aus hygienischen Gründen empfehlen wir einen wöchentlichen Wechsel der Bürste. Aus hygienischen Gründen empfehlen wir eine separate Bürste für jeden Patienten zu benutzen und diese wöchentlich zu wechseln.

GB sanabelle cleaning brushes straight

sanabelle cleaning brushes straight are specially designed for cleaning flexible tracheostomy tubes.

Because of the various tube dimensions, they are available in three sizes that differ in bristle diameter and wire strength. The wire used has no sharp edges and is made of stainless steel. The bristles are made of hygienic nylon. Insert the brush into the tube until all the bristles protrude from the other end. Clean the bristles under running water before pulling them back through the tube. This is a clear advantage to conventional short brushes. To be able to push the brush past the curve stretch flexible tubes during cleaning. In the case of rigid tubes, prebend the brush in accordance with the shape of the tube. After use, clean the brush thoroughly and hang it up to dry.

Caution: Always remove the tube from the tracheostoma before cleaning. Never use the brush in the tracheostoma. It is best to insert the brush from the tip of the tube. Ensure the tube is intact before reinsertion. For reasons of hygiene, we recommend that you change the brush once a week. For hygienic reasons, we recommend to use one separate brush for every patient and change it once a week.

F sanabelle brosses de nettoyage droites

sanabelle brosses de nettoyage droites sont spécialement conçues pour le nettoyage des canules de trachéostomie flexibles.

Elles existent en trois tailles adaptées aux diverses dimensions des canules présentant différents diamètres de brosse (au niveau des soies) et de fil métallique. Le fil métallique utilisé est en acier inoxydable et ne présente pas d'arêtes coupantes; les soies de la brosse sont en nylon hygiénique. Pousser la brosse à travers toute la canule jusqu'à ce que toutes les soies en ressortent à l'extrémité opposée. Nettoyer les soies sous l'eau courante avant de retirer la brosse dans le sens inverse. Cette possibilité présente un avantage déterminant par rapport aux brosses habituelles. Il est nécessaire d'étirer les canules flexibles lors du nettoyage pour franchir plus facilement l'endroit de la courbure. Pour les canules rigides, la brosse doit être coudée pour suivre la courbure de la canule. Nettoyer soigneusement la brosse après usage et la pendre pour qu'elle puisse sécher.

Attention: Toujours retirer la canule du trachéostome avant de procéder à son nettoyage. Ne jamais utiliser la brosse quand la canule est en place sur le trachéostome. Le mieux est d'introduire la brosse par la pointe de la canule. Vérifier que la canule est intacte avant de la réintroduire. Pour des raisons d'hygiène, nous recommandons de changer la brosse une fois par semaine. Pour des raisons d'hygiène, nous recommandons de utiliser une brosse particulière pour chaque patient et la changer une fois par semaine.

I sanabelle scovolini diritti

sanabelle scovolini diritti sono studiati specificamente per la pulizia di cannule tracheostomiche flessibili.

Siccome le cannule sono disponibili in differenti misure, anche gli scovolini vengono proposti in tre misure, che si distinguono per il diametro dello scovolino e del filo metallico. Il filo metallico utilizzato non presenta spigoli vivi ed è in acciaio inossidabile, le setole sono in nylon igienico. Introdurre lo scovolino nel lume della cannula e sospingerlo fino a far fuoriuscire le setole interamente dall'estremità opposta. Prima di estrarre lo scovolino lavare le setole sotto acqua corrente. Questa possibilità costituisce un vantaggio decisivo rispetto agli scovolini di tipo convenzionale. Si consiglia di raddrizzare le cannule flessibili durante la pulizia al fine di superare più agevolmente la curvatura. Per la pulizia di cannule rigide piegare previamente lo scovolino in base alla forma della cannula. Dopo l'uso si raccomanda di pulire accuratamente lo scovolino e di appenderlo ad asciugare.

Attenzione: Prima di procedere alla pulizia della cannula, essa va sempre rimossa dal tracheostoma. Non usare mai lo scovolino nel tracheostoma. Si consiglia di introdurre lo scovolino dalla punta della cannula. Verificare l'integrità della cannula prima di riutilizzarla. Per motivi igienici si raccomanda di sostituire lo scovolino a cadenza settimanale. Per motivi igienici si raccomanda di usare un scovolino separato per ogni paziente e di sostituirlo a cadenza settimanale.

E sanabelle cepillos de limpieza rectos

sanabelle cepillos de limpieza rectos son fabricados especialmente para la limpieza de cánulas de traqueostomía flexibles.

De acuerdo con los diferentes tamaños de las cánulas, los cepillos están disponibles en tres tamaños, que se diferencian por el diámetro de las cerdas y el calibre del alambre. El alambre utilizado no tiene bordes agudos y es de acero inoxidable, mientras las cerdas son de nylon higiénico. Deslice el cepillo por la cánula hasta que salga completamente por el extremo opuesto. Enjuague las cerdas con agua corriente antes de retroceder el cepillo. Esta posibilidad ofrece una ventaja decisiva sobre los cepillos comunes. Las cánulas flexibles deben ser estiradas durante la limpieza para poder superar más fácilmente la curva. En las cánulas rígidas se debe doblar el cepillo previamente de acuerdo con la forma de la cánula. Después de su utilización se debe limpiar concienzudamente, colgándolo seguidamente a secar.

Atención: Antes de la limpieza, la cánula debe ser siempre extraída del traqueostoma. Nunca aplique el cepillo sobre el traqueostoma. La mejor forma de limpiar la cánula es introduciendo el cepillo por el extremo de la cánula. Antes de aplicar la cánula nuevamente debe comprobarse si está intacta. Por motivos higiénicos recomendamos cambiar el cepillo semanalmente. Por motivos higiénicos recomendamos utilizar un cepillo separado para cada paciente y cambiarlo semanalmente.