

Summit Oxygen 'Everest' Silicone Nasal Cannula

Product Information:

- Product Reference Code –1200/SP/S/SL ; 1800/SP/S/SL;
1200/SP/C/SL; 1800/SP/C/SL
- Description - 3.5mm silicone nasal cannula
- Tubing length - 1200mm / 1800mm
- Material - translucent silicone
- Non-sterile
- Autoclavable
- For use with medical grade oxygen only

Latex Free

Caution:

- Oxygen in the presence of an ignitable material and an ignition source can cause a fire resulting in severe personal injury or death.



DO NOT SMOKE WHILST USING OXYGEN!

- DO NOT USE near open flames or very hot ignition sources
- Do not store in direct sunlight.
- Do not store in high temperature locations.
- Store in dry conditions.
- Do not use if this packaging has been opened or damaged.

Directions:

- Attach oxygen tubing to the oxygen flow meter.
- Set the oxygen flow as prescribed and place the nasal prongs **briefly underwater** to see that oxygen is flowing properly.
- **If there are no bubbles appearing in the water, do not use the cannula.**
- Insert nasal tips into the nostrils.
- Pass the 2 silicone tubes over the ears and under the chin. Use the toggle to adjust the cannula so that it fits snugly.

Hygiene: Product suitable for autoclaving. In absence of this facility follow the instructions below

- To disinfect, place for 20 minutes in boiling distilled water at least every 2 weeks or more often.
- Dry by flowing oxygen through the cannula.
- Do not use the cannula if water is still in the tubing.
- To remove surface dirt, wipe the cannula with a damp cloth containing a very weak solution of detergent.

Summit Oxygen 'Everest' Silikon Nasenbrille

Produkt information:

- Produkt Referenz Code –1200/SP/S/SL ; 1800/SP/S/SL;
1200/SP/C/SL; 1800/SP/C/SL
- Beschreibung - 3.5mm Silikon Nasenkanüle
- Schlauchlänge - 1200mm / 1800mm
- Material - transparenter Silikon
- nicht steril
- autoklavierbar
- nur mit medizinischem Sauerstoff zu verwenden

Latex free



Warnhinweise:

- Sauerstoff, in Gegenwart von leicht-entzündlichem/n Material/Substanzen oder einer Zündquelle, kann Feuer mit schwerwiegenden Personenschäden oder dem Tod als Folge verursachen.



RAUCHEN IST WÄHREND DER BENUTZUNG VON SAUERSTOFF STRENGSTENS UNTERSAGT!

- Nicht verwenden in der Nähe von offenen Flammen oder möglichen Zündquellen.
- Nicht in direktem Sonnenlicht aufbewahren.
- Vor Wärme geschützt aufbewahren.
- Trocken lagern.
- Falls die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist, die Nasenbrille nicht verwenden.

Gebrauchsanweisung:

- Sauerstoffschlauch an Sauerstoff-Flussmeter anschließen.
- Sauerstoff-Flussrate einstellen wie vorgeschrieben, dann die Nasenstöpsel kurz unter Wasser halten um festzustellen ob der Sauerstoff fließt: **Falls keine austretenden Luftblasen feststellbar sind, die Nasenbrille NICHT verwenden.**
- Nasenstöpsel in die Nasenlöcher führen.
- Die 2 Silikonschläuche über die Ohren und unter das Kinn legen. Ziehen Sie den Arretierungsring gegen das Kinn, um die Nasenbrille zu fixieren.

Hygiene: Das Produkt ist für die Dampfsterilisation geeignet. Falls keine Dampfsterilisation möglich ist, folgen Sie bitte diesen Anweisungen:

- Zur Desinfektion, die Nasenbrille ca. 20 Minuten in kochendes Wasser legen; verwenden Sie hierzu möglichst destilliertes Wasser. Brille mindestens alle 2 Wochen oder noch öfter reinigen.
- Trocknen Sie die Nasenbrille, indem Sie Sauerstoff kurz und stoßweise durch die Nasenbrille fließen lassen.
- Verwenden Sie die Nasenbrille nicht wenn sich noch Restwasser im Schlauch befindet
- Um Schmutz von der Oberfläche zu entfernen, die Nasenbrille mit einem feuchtem Tuch, evtl. mit milder Seife, abwischen.



Website: www.summitoxygen.com
e-mail: enquiries@summitoxygen.com

Hergestellt für Summit Oxygen International Ltd durch Fortune MIC.

Exclusive worldwide distributor:



JEM Medical POB 1118
CH-4502 Solothurn / Switzerland
Tel. +41-32 623 43 55, Fax +41-32 622 17 92
E-Mail: jemmedical@gawnet.ch

Manufacturer:



**fortune
medical**

Manufacturer FORTUNE MEDICAL INSTRUMENT CORP.
ADD 6Fl., No. 29, Sec. 2, Jhongjheng E. Rd., 251
Danshuei Dist., New Taipei City, Taiwan
TEL 886-2-2624-2233 **FAX** 886-2-2624-2266
Homepage <http://www.fortunemed.com>
E-Mail info@fortunemed.com
EU rep. ADD PRIM, S.A. C/F 15, POL IND. NO. 1, 28938
MOSTOLES, MADRID, SPAIN

