

Unsere Spezialisten –
überall bei Ihnen vor Ort!



■ Hauptniederlassung □ Niederlassung ● Service vor Ort



Niederlassung Hamburg

Bei der Pulvermühle 7
22453 Hamburg

Niederlassung Bremen

David-Ricardo-Straße 14
28832 Achim

Niederlassung Dortmund

Zum Pier 71
44536 Lünen

Niederlassung Dresden

Riesaer Straße 7
01129 Dresden

Niederlassung Düsseldorf

Carl-Fuhr-Straße 22
42579 Heiligenhaus

Niederlassung Köln

Pierstraße 1
50997 Köln

Niederlassung Leipzig

Atriumstraße 3
04315 Leipzig

Niederlassung Reutlingen

Lembergstraße 17
72766 Reutlingen

VitalAire GmbH

Servicetel. 0800/2 51 11 11* · Servicefax 0800/2 02 02 02*

www.vitalaire.de · info@vitalaire.de

*gebührenfrei



Sauerstoff-Langzeittherapie

Zurück zu mehr Lebensqualität
mit dem Service von VitalAire.



Wenn das Leben zusätzlich Sauerstoff braucht.

Wer benötigt eine Sauerstoff-Langzeittherapie?

80 % der Patienten, die mit einer Sauerstoff-Langzeittherapie behandelt werden, leiden unter COPD. Darunter versteht man die chronisch einengende Lungenkrankheit, nämlich die chronisch obstruktive Bronchitis und das Lungenemphysem. COPD wird vorwiegend durch starken Tabakkonsum hervorgerufen. In Deutschland sind etwa 10 % der Bevölkerung an COPD erkrankt; jedes Jahr sterben zirka 25.000 Menschen daran. Bereits im Jahr 2010 könnte COPD schon die dritthäufigste Todesursache weltweit sein.

Was sind die Symptome der Patienten?

- Abgeschlagenheit, Mattigkeit
- Raucherhusten
- Atemlosigkeit bei körperlicher Anstrengung
- Gefühl „keine Luft zu bekommen“

Wie wird COPD behandelt?

Die Behandlung erfolgt in den ersten Krankheitsstadien durch Medikamente wie Bronchodilatoren und Kortikoide. Im späteren Stadium ist die ambulante Sauerstoff-Langzeittherapie die einzig wirksame Therapie. Hierbei muss der Sauerstoff jedoch mindestens 16 Stunden täglich, besser 24 Stunden

inhalieren werden. Nur so kann eine positive Auswirkung der Therapie auf die Lebensqualität und Lebenserwartung des Patienten erzielt werden.

Welche Möglichkeiten gibt es für die Sauerstoff-Langzeittherapie?

Für die Sauerstoff-Langzeittherapie gibt es grundsätzlich drei verschiedene Möglichkeiten der Sauerstoffversorgung. Die am häufigsten eingesetzte Sauerstoffquelle ist der Sauerstoffkonzentrator, der fortwährend aus der Umgebungsluft den Sauerstoff herausfiltert. Hierbei handelt es sich um ein stationäres System, welches auch Strom benötigt. Daneben gibt es Flüssigsauerstoffsysteme, die auch von VitalAire

angeboten werden. Diese Systeme bestehen aus einer Basiseinheit, die flüssigen Sauerstoff enthält, sowie aus einer Mobilineinheit, die dem Patienten uneingeschränkte Mobilität ermöglicht. Als Zusatzquelle gibt es Sauerstoffgasflaschen, die überwiegend für die kurzzeitige Therapie eingesetzt werden.



Für jeden Patienten das richtige System: Stationäre Sauerstoffquelle.



Der Sauerstoffkonzentrator: New Life Elite

- Unbegrenzte Sauerstoffquelle, da der Sauerstoff aus der Umgebungsluft gewonnen wird
- Floweinstellung von 1 bis 5 Liter/Min.
- Sauerstoffkonzentration zwischens 90 und 95 %
- Vom Stromnetz abhängig
- Keine Mobilität möglich



Gasflaschen mit Sparsystem: Oxytron3

- Bedarfsorientierter Sauerstoff für jeden Atemzug
- Feindosierung über 7 Stufen, von 10 bis 70ml Atemzug
- Kosteneffizient durch Reduktion der Sauerstoffgabe pro Atemzug
- Wiederaufladbares Akkupack
- Eingeschränkte Mobilität

Mobile Sauerstoffquelle: Flüssigsauerstoffsystem.



FREELOX 2 Basiseinheit

- Großer Sauerstoffvorrat zu Hause (32 Liter Flüssig-O₂ entsprechen ca. 25.000 Liter Gas)
- Regelmäßige Belieferungszyklen durch VitalAire
- Floweinstellung von 0,25 bis 6 Liter/Min.
- Sauerstoffkonzentration: 100 %
- Kein Lärm
- Kein Stromverbrauch
- Uneingeschränkte Mobilität durch Mobileinheit



FREELOX Mobileinheit

- Der Patient kann die Mobileinheit selbständig wieder befüllen durch einfaches Aufsetzen auf die Basiseinheit
- Floweinstellung von 0,25 bis 7 Liter/Min.
- Sauerstoffkonzentration: 100 %
- Kein Lärm
- Kein Stromverbrauch
- Volle Mobilität bis zu 7 Stunden bei Flow von 2 Liter/Min.
- Mobileinheit einfach und bequem zu tragen

So unterstützen wir den Erfolg der Sauerstoff-Langzeittherapie.

- Einweisung in die Bedienung der Geräte zu Hause beim Patienten durch unsere geschulten Außendienstmitarbeiter.
- Fundierte Einweisung inklusive einer Sicherheitsschulung speziell für das Flüssigsauerstoffsystem.
- Regelmäßige Belieferungszyklen für Flüssigsauerstoff durch einen persönlichen VitalAire Mitarbeiter.
- Eine technische Wartung der Therapiegeräte erfolgt zu Hause beim Patienten durch unsere qualifizierten Medizintechniker.
- Mit dem VitalAire Reiseservice stellen wir die Sauerstoffversorgung Ihrer Patienten im europäischen Ausland sicher.
- Sollte es doch einmal ein Problem geben, sind wir über unseren Notdienst 365 Tage im Jahr 24 Stunden erreichbar.



VitalAire ist auch in anderen Therapiebereichen kompetent.

- Zu den folgenden Therapiebereichen bietet VitalAire auch Produkte und Services an:
 - Heimbeatmung
 - Schlafapnoe-Therapie
 - Monitoring
- Dazu steht Ihnen jeweils ein medizinisch sowie technisch kompetentes Team an Außendienstmitarbeitern und Medizintechnikern zur Verfügung.
- Qualität und Sicherheit werden bei uns großgeschrieben – durch unsere Sicherheitsschulung für die Sauerstoffsysteme.

Insbesondere für das Flüssigsauerstoffsystem garantieren wir größtmögliche Sicherheit für den Patienten zu Hause.

- VitalAire ist ein zertifiziertes Unternehmen nach DIN EN ISO 13485.
- Ihre weiteren Fragen beantworten wir gerne. Ein Anruf bei unserer Service-Hotline genügt:

Servicehotline. 0800 / 2 51 11 11 gebührenfrei

