

Ventimotion 2



Beatmungsgerät

- Intermittierende nicht-invasive Beatmung
- Einfache Bedienung mit Drehknopf
- Ausatemerleichterung AirTrap Control
- Druckanstiegs- und Druckabfallgeschwindigkeit einstellbar
- Optional mit ansteckbarem Befeuchter
- Mit optionalem externen Akku ist ein netzunabhängiger Betrieb möglich
- Datenmanagement

Technische Daten

Beatmungsgerät

VENTImotion 2	
Einsatz	intermittierende Beatmung von Erwachsenen mit min. 160 ml Tidalvolumen
Anwendung	Obstruktive Ventilationsstörungen, wie z.B. COPD / Restriktive Ventilationsstörungen, wie z.B. Skoliosen und Thoraxdeformitäten / neurologische, muskuläre und neuromuskuläre Ventilationsstörungen, wie z.B. Zwerchfellparese / zentrale Atemregulationsstörungen / Obstruktives Schlafapnoesyndrom OSAS
Schlauchsystem	Leckageschlauch

Einstellbare Parameter

Beatmungstyp	nicht-invasiv
Beatmungsmodi	ST, T, TA, CPAP

Beatmungsparameter

Inspirationsdruck (hPa)	6–40
Atemfrequenz (Az/min)	6–45
EPAP (hPa)	4–20
I:E (Ti/T): Inspirationszeit	15–67 % der Atemperiode
Inspirationstrigger	in 6 Stufen einstellbar
Expirationstrigger	in 6 Stufen einstellbar, im ST-Modus deaktivierbar
Druckanstieg	in 6 Stufen einstellbar
Softstart	einstellbar

Stromversorgung

Netzspannung	115–230 V, 50–60 Hz
--------------	---------------------

Akku

Externe Batterie NiMH	mit 9 Ah bis zu 4,5 h Autonomie mit 6,5 Ah bis zu 3,5 h Autonomie
-----------------------	----------------------------------------------------------------------

Abmessungen und Gewicht

Gerät ohne Luftbefeuchter (Breite x Höhe x Tiefe)	230 x 120 x 280 mm
Gerät ohne Luftbefeuchter (Gewicht)	3.700 g
Gerät mit Luftbefeuchter (Breite x Höhe x Tiefe)	230 x 120 x 280 mm
Gerät mit Luftbefeuchter (Gewicht)	4.000 g

Die technischen Daten sind vorbehaltlich technischer Änderungen



VitalAire GmbH

Servicetel. 0800 / 2 51 11 11* · Servicefax 0800 / 2 02 02 02* · www.vitalaire.de · info@vitalaire.de

*gebührenfrei

