

Compact 525

Sauerstoffkonzentrator



5-Liter-Sauerstoffkonzentrator mit integriertem Sauerstoffsensor

- Geringe Lautstärke
- Frontetikett mit leicht verständlichen Bildsymbolen
- Intuitives Bedienfeld
- Verschleißfreie Sauerstoffmessung durch OSD-Sensor
- Optischer und akustischer Alarm bei zu geringer Sauerstoffkonzentration, Stromausfall, Druckabfall oder Gerätestörung
- Sauerstoffauslass mit Feuerschutzadapter ausgestattet
- 2-teiliges Gehäuse
- integrierter Transportgriff
- Intelligente Turn-Down-Technologie reduziert Stromverbrauch um ca. 20 % bei Flowraten <math><2,5\text{l/min}</math>
- Verkleinerte Verpackung zur Reduzierung von Verpackungsmüll bei hoher Produktsicherheit

Technische Daten

Sauerstoffkonzentrator

	Compact 525
Sauerstoffkonzentration	93 % (+/- 3 %)
Floweinstellung (l/min)	0,5 bis 5 l/min stufenlos einstellbar
Gewicht (kg)	16,3
Höhe (cm)	62,2
Breite (cm)	34,2
Tiefe (cm)	30,4
Betriebsspannung	230 V, 50 Hz
Schutzklasse	II Typ B
Energieverbrauch	bei 2 l/min ca. 290 Watt bei 5 l/min ca. 312 Watt



VitalAire GmbH

Servicetel. 0800 / 2 51 11 11* · Servicefax 0800 / 2 02 02 02* · www.vitalaire.de · info@vitalaire.de

*gebührenfrei

