

# Duscheschutz

Shower Protector

Protège-douche

Inhalt/Contents/Contenu

1 Stck./pc./unités

Farbe/Colour/Couleur

natur/flesh-coloured/peau

servo<sup>na</sup>

REF 11338



# Duscheschutz



## Beschreibung

Der Duscheschutz hält das Tracheostoma beim Duschen und Haarewaschen trocken.

## Anwendung

Er ist passend für alle Halsweiten und mittels Knopfverschluss festanliegend umzubinden. Durch Verbiegen des Edelstahlwinkels kann die Form des Duscheschutzes den speziellen anatomischen Verhältnissen des Benutzers angepasst werden.

## Pflege

Nach jeder Benutzung muss der Duscheschutz vollständig trocknen, damit das Material während der Aufbewahrung nicht verklebt. Von Zeit zu Zeit muss der Duscheschutz mit Talkum-Puder eingerieben werden, damit er seine Geschmeidigkeit behält.

## Description

The shower protector keeps your tracheostoma dry while you are taking a shower or washing your hair.

## Directions for use

It fits all neck widths and is fastened tightly around the neck by buttoning. The respiratory openings must point downwards. Bend the stainless steel angular piece to adjust the shower protector to your individual anatomic conditions.

## Care

Dry the shower protector completely after every use to prevent the materials from sticking during storage. The shower protector must be rubbed with talcum powder now and again to make sure it remains flexible.

## Description

Le protège-douche évite l'inhalation d'eau au travers du trachéostome pendant la douche ou le lavage des cheveux.

## Utilisation

Il est conçu pour toutes les encolures et se fixe par une boutonnière orientée vers le bas. Grâce à son support en acier inoxydable malléable, il s'adapte à l'anatomie de tout patient.

## Entretien

Talquer le protège-douche régulièrement afin de lui conserver sa souplesse. Laisser sécher après chaque utilisation. Ne le ranger qu'une fois sec, afin d'éviter que le matériau ne colle.



Vertrieb durch:

**Servona GmbH**

Biberweg 24-26 | D-53842 Troisdorf  
info@servona.de | www.servona.de

Hersteller:

**Atos medical GmbH**

Mülheimer Straße 3-7  
53840 Troisdorf