

Inogen® One G5

Sauerstoffgerät

Servicenummern (gebührenfrei):
Tel. 0800 / 2 51 11 11
Fax 0800 / 2 02 02 02

Innovativ

Intuitive Bedienbarkeit durch grosse LCD-Anzeige und Symbol-Sprache.



Einmal mehr setzt **Inogen** einen neuen Standard in der Sauerstoffversorgung. Kompakt und nur 2.5 kg leicht bei gleichzeitig bester Autonomie. Höchste Sauerstoff-Leistung von max. 1'260 ml/min auf 6 Dosierungs-Einstellungen. Wartungsfrei in den ersten 5 Jahren. Wenn keine Atmung erkannt wird, wechselt das Gerät in den automatischen Impuls-Modus.

Filtersysteme

Inogen®OneG5 ist mit gut zugänglichen Filtern ausgestattet: HEPA-Filter am Ausgang und Partikelfilter am Lufteinlass.

TECHNISCHE DATEN

Inogen®One G5 / 0802-0334 / Sauerstoffgerät

STROMVERSORGUNG

Betriebsspannung	220V Zuhause, 12 VDC im Auto
Batteriedauer	Bis 6,5 Std. mit Einzelbatterie, bis 13 Std. mit Doppelbatterie
Batterieladezeit	Bis 3 Std. mit Einzelbatterie, bis 6 Std. mit Doppelbatterie
Aufwärmzeit	2 Minuten

BETRIEBSMODI

Sauerstoffkonzentration	90% - 3% / + 6% bei allen Einstellungen
Durchflussregelung	6 Einstellungen: 1 bis 6

MASSE

H x B x T	mit 8 Zell-Batterie: 207 x 183 x 83 mm mit 16 Zell-Batterie: 230 x 183 x 83 mm
Gewicht	ca 2,1 kg
Geräuschpegel	38 dB bei Einstellung 2, maximale Schalleistung 60 dB und maximaler Schalldruckpegel 50 dB nach ISO 80601-2-69

HERSTELLER

Hersteller	Inogen
Herstellerland	USA
Hilfsmittel-Nummer	14.24.06.1010

VitalAire[™]
Home Healthcare



Servicenummern (gebührenfrei):
Tel. 0800 / 2 51 11 11
Fax 0800 / 2 02 02 02

www.vitalaire.de
info@vitalaire.de