

Stellar™ 130

Beatmungsgerät

Servicenummern (gebührenfrei):
Tel. 0800 / 2 51 11 11
Fax 0800 / 2 02 02 02

Die Stellar™ 130 dient der Beatmung von nicht abhängigen, spontan atmenden Erwachsenen und Kindern (mindestens 13 kg) mit Ateminsuffizienz oder Atemversagen.



Stellar ist bewährt, beliebt und bekannt für höchste Beatmungsqualität. Die neue Stellar™ 130 ist auf einen **Maximaldruck von 30hPa** begrenzt und wird damit in der Produktgruppe 9 im überarbeiteten Hilfsmittelverzeichnis gelistet. Dabei bietet sie die einfache Bedienbarkeit und den vollen Leistungsumfang der Stellar™ 150.

Das Gerät ist für die nicht invasive oder (in Verbindung mit dem Leckageventil) invasive Anwendung geeignet.

TECHNISCHE DATEN

Stellar™ 130 / 0402-0210 / [Beatmungsgerät](#)

STROMVERSORGUNG

Netzspannung	AC 100-240 V; 50-60 Hz; 2,2 A; max. 65W
Interner Akku	Lithium-Ionen-Akku; 14,4V; 1,6Ah; 23Wh
Betriebsstunden	2 Std. mit neuem Akku

BETRIEBSMODI

Beatmungsmodi	CPAP-Modus/S-Modus/ST-Modus/T-Modus/APCV/IVAPS
Gerätemodi	Heim, Klinik
Inspirationsdruck	bis 30 hPa

MASSE

B x H x T	170 x 120 x 230 mm
Gewicht	2,1 kg
Geräuschpegel	ca. 31 dBA

HERSTELLER

Hersteller	Resmed
Herstellerland	Australien
Hilfsmittel-Nummer	14.24.09.3005

VitalAire[™]
Home Healthcare



Servicenummern (gebührenfrei):
Tel. 0800 / 2 51 11 11
Fax 0800 / 2 02 02 02

www.vitalaire.de
info@vitalaire.de