

## VIVO 45 LS

### Beatmungsgerät

Schlauchsystem mit aktivem Ausatemventil

Service nummern (gebührenfrei):  
Tel. 0800 / 2 51 11 11  
Fax 0800 / 2 02 02 02



Druck- und Volumengesteuertes Beatmungsgerät zur kontinuierlichen oder intermittierenden Atemunterstützung für Patienten, die eine invasive oder nicht-invasive mechanische Beatmung benötigen.

### Verwendung mit Mundstück möglich

- intermittierende und kontinuierliche Beatmung für Patienten mit und ohne Spontanatmung (lebenserhaltend)
- Für Kinder und Erwachsene ab 5kg
- mit Leckageschlauchsystem und Schlauchsystem mit aktivem Ausatemventil
- Für den Dauerbetrieb zugelassen
- Verfügt über die Möglichkeit einen Click-In-Befeuchter anzuschließen (nur zulässig bei nicht invasiver Beatmung)
- SpO2 Messung möglich
- Kapnographie möglich

# TECHNISCHE DATEN

Vivo 45 LS / 0402-0208 / [Beatmungsgerät](#)

## STROMVERSORGUNG

Netzspannung	100 bis 240 V AC
Externer Akku	24 V DC
Klick-Akku	6,5 Stunden
Interner Akku	2,5 Stunden

## BETRIEBSMODI

Beatmungsmodi	PSV, PSV(TgV), PCV, PCV(TgV), PCV(A), PCV(A+TgV), CPAP, VCV-MPV, PCV-MPV
Patientenmodi	Erwachsene, Kinder
Gerätemodi	Heim, Klinik
Profile	3 einstellbare Profile
Inspirationsdruck	4 bis 40 cmH <sub>2</sub> O

## MASSE

B x H x T	216 x 159 x 152 mm
Gewicht	2,4 kg
Geräuschpegel (bei 10 cmH <sub>2</sub> O konstantem Druck)	unter 28 dB(A)

## HERSTELLER

Hersteller	BREAS
Herstellerland	Schweden
Hilfsmittel-Nummer	14.24.12.2009

**VitalAire**<sup>™</sup>  
Home Healthcare



Servicenummern (gebührenfrei):  
Tel. 0800 / 2 51 11 11  
Fax 0800 / 2 02 02 02

[www.vitalaire.de](http://www.vitalaire.de)  
[info@vitalaire.de](mailto:info@vitalaire.de)