

VIVO 45

Beatmungsgerät

Servicenummern (gebührenfrei):
Tel. 0800 / 2 51 11 11
Fax 0800 / 2 02 02 02

Ausschließlich mit
Leckageschlauchsystem



Druck- und Volumengesteuertes Beatmungsgerät zur kontinuierlichen oder intermittierenden Atemunterstützung für Patienten, die eine invasive oder nicht-invasive mechanische Beatmung benötigen.

Intermittierende und kontinuierliche Beatmung für Patienten mit Spontanatmung

- Für Kinder und Erwachsene ab 10kg
- Verwendung mit Mundstück in Vorbereitung
- Verfügt über die Möglichkeit einen Click-In-Befeuchter anzuschließen (nur zulässig bei nicht invasiver Beatmung)
- SpO2 Messung möglich
- Kapnographie möglich

TECHNISCHE DATEN

Vivo 45 / 0402-0203 / [Beatmungsgerät](#)

STROMVERSORGUNG

Netzspannung	100 bis 240 V AC
Externer Akku	24 V DC
Klick-Akku	6,5 Stunden
Interner Akku	2,5 Stunden

BETRIEBSMODI

Beatmungsmodi	PSV, PSV(TgV), PCV, PCV(TgV), PCV(A), PCV(A+TgV), CPAP
Patientenmodi	Erwachsene, Kinder
Gerätemodi	Heim, Klinik
Profile	3 einstellbare Profile
Inspirationsdruck	4 bis 40 cmH ₂ O

MASSE

B x H x T	216 x 159 x 152 mm
Gewicht	2,4 kg
Geräuschpegel (bei 10 cmH ₂ O konstantem Druck)	unter 28 dB(A)

HERSTELLER

Hersteller	BREAS
Herstellerland	Schweden
Hilfsmittel-Nummer	14.24.13.2011



Servicenummern (gebührenfrei):
Tel. 0800 / 2 51 11 11
Fax 0800 / 2 02 02 02

www.vitalaire.de
info@vitalaire.de