

## prismaVent Aqua

### Befeuchter

Servicenummern (gebührenfrei):  
Tel. 0800 / 2 51 11 11  
Fax 0800 / 2 02 02 02

### Multifunktional

Das Gerät kann mit beheizten und unbeheizten Schlauchsystemen sowie mit Masken und Nasenkanülen genutzt werden.



Der Befeuchter **prismaVent Aqua** ist für die Überdruckbeatmung bis hin zur intensiven Atemunterstützung in der Klinik einsetzbar.

Es verfügt über eine integrierte Sensor Ambient Temperature Sensing Technologie (ATS), mit dieser die Umgebungstemperatur berücksichtigt und sich so auf die verschiedenen Umgebungsbedingungen zu Hause und im Klinikalltag einstellt.

### Bedienerfreundlich

- Einfache Anwendung mit zwei Symboltasten
- Automatische Funktionserkennung bei Anwendungsstart
- Drei Befeuchtungsstufen
- Kontrollanzeige für die Befeuchtung

# TECHNISCHE DATEN

prismaVent Aqua / 0202-0087 / Befeuchter

## STROMVERSORGUNG

Betriebsspannung	220V – 240V
Netzfrequenz	50Hz / 60Hz
Aufwärmzeit	max. 30min, typisch 10 –15min
Heizplatte	170 W

## BETRIEBSMODI

NHW	ohne Heizdraht inspiratorisch und ohne Temperatursonde
HWC	mit Heizdraht inspiratorisch aber ohne Temperatursonde
HWT	mit Heizdraht inspiratorisch und mit Temperatursonde

## MASSE

B x H x T	15 x 14,2 x 20 cm
Gewicht	ca. 2,3 kg /ca. 2,5 kg inkl. Lieferzubehör
Geräuschpegel	< 50dB (1m)

## HERSTELLER

Hersteller	WILAmed GmbH, Vertrieb Löwenstein Medical Technology
Herstellerland	Deutschland
Hilfsmittel-Nummer	14.24.17.3013

**VitalAire**<sup>™</sup>  
Home Healthcare



Servicenummern (gebührenfrei):  
Tel. 0800 / 2 51 11 11  
Fax 0800 / 2 02 02 02

[www.vitalaire.de](http://www.vitalaire.de)  
[info@vitalaire.de](mailto:info@vitalaire.de)