

proVisio[®] M28

Sekretsauger

Servicenummern (gebührenfrei):
Tel. 0800 / 2 51 11 11
Fax 0800 / 2 02 02 02

Modernes,
ansprechendes
Design, besteht aus
hochentwickelten
Kunststoffmaterialien



Das neueste Asskea Modell „**proVisio[®] M28**“ ist das Ergebnis intensiver Entwicklungs- und Forschungsarbeit. Es verfügt über einen innovativen, modularen Aufbau und ein neuartiges, bisher nie da gewesenes Antriebskonzept.

Das revolutionäre Absauggerät für alle Sog- und Vakuumbereiche, optimiert für alle Altersgruppen

- Geringes Gewicht, kompakte Bauweise
- Mehrweg-Sekretbehältersystem
- Geräusch- und vibrationsarm
- optimales Hygiene-Management
- Akku- und Netzbetrieb möglich
- Wartungsfrei

TECHNISCHE DATEN

proVisio® M28 / 0102-0068 / Absauggerät

STROMVERSORGUNG

Netzspannung	In: AC100–240V 50-60Hz/1,5A Out: DC 12 V / 5,0 A
Akku	10,8 V; 5800 mAh (Lithium-Ionen-Akku), Typ: INR18650-29E
Laufzeit im Akkubetrieb	ca. 45 Minuten, abhängig von der Laufzeit des Motors
Ladezeit bei leerem Akku	~ 3 h

BETRIEBSMODI

Gerätemodi	Low, Medium, High
Aggregatsaugleistung	30 Liter pro Minute

MASSE

B x H x T	213 x 260 x 124 mm
Gewicht	2,8 kg
Geräuschpegel	Ohne Vakuum 60 dB(A)

HERSTELLER

Hersteller	ASSKEA
Herstellerland	Deutschland
Hilfsmittel-Nummer	01.24.02.1026



Servicenummern (gebührenfrei):
Tel. 0800 / 2 51 11 11
Fax 0800 / 2 02 02 02

www.vitalaire.de
info@vitalaire.de