

AirSep VisionAire 5

Stationärer Sauerstoffkonzentrator

Service nummern (gebührenfrei):
Tel. 0800 / 2 51 11 11
Fax 0800 / 2 02 02 02

- keine präventiven Wartungen
- geringes Gewicht und einfacher Transport
- Fehlerdiagnose über akustische Alarmintervalle
- justierbarer und leicht ablesbarer Durchflussregler



Durch Änderungen im Produktdesign konnte die Zuverlässigkeit der Ventile und Siebaufnahmen drastisch verbessert werden. Bezüglich der Langlebigkeit und der geringen Ausfallquote setzt der **VisionAire 5** neue Maßstäbe für Sauerstoffkonzentratoren mit Durchflussmengen von 5 l/min.

- angenehm leise
- Netzkabel fest angeschlossen
- kein Lufteinlassfilter, der gereinigt oder getauscht werden muss

TECHNISCHE DATEN

AirSep VisionAire 5 / 0802-0336 / [stat. Sauerstoffkonzentrator](#)

STROMVERSORGUNG

Netzspannung	230 VAC/50 Hz, 1,5 A
Stromverbrauch	290W (alle Durchflussmengen)

BETRIEBSMODI

Durchflussmengen	1,0 – 5,0 Liter/Minute
------------------	------------------------

MASSE

H x T x B	52,8 x 35,8 x 29,2 cm
Gewicht	13,6 kg
Geräuschpegel	45dB(A)
Wartöne	Leistungsausfall, Hochdruck, kein Durchfluss, niedrige O ₂ Konzentration

HERSTELLER

Hersteller	Caire
Herstellerland	USA
Hilfsmittel-Nummer	14.24.06.0013

VitalAire[™]
Home Healthcare



Servicenummern (gebührenfrei):
Tel. 0800 / 2 51 11 11
Fax 0800 / 2 02 02 02

www.vitalaire.de
info@vitalaire.de