

EO-150



Lebenserhaltendes Beatmungsgerät

- Lebenserhaltende und Intermittierende Beatmung von Erwachsenen und Kindern ab 3,5 kg.
- Intuitive Touch-Bedienung auf dem 7" großen Farbdisplay – wie beim Smartphone.
- Modulmanagement, Tabletsteuerung, externe Sensoren, E-Service.
- Es können bis zu 4 Beatmungsprogramme gespeichert werden.
- Durch das geringe Gewicht und die verschiedenen Taschensysteme kann die EO-150 flexibel mobil eingesetzt werden.
- Modulares Design.



Technische Daten

Beatmungsgerät

	EO-150
Schlauchsystem	Leckageschlauchsystem, Einschlauchventilsystem, Doppelschlauchsystem
HMV-Nummer	14.24.12.1023
Beatmung	invasiv und nicht invasiv
Geeignet für	Kinder ab 3,5 kg
VT (ml)	30–2.500
P _{insp} (mbar)	4–50
Frequenz (min ⁻¹)	5–80
Gesamtgewicht (kg)	3,2
Alarmlautstärke einstellbar (dB _A)	50–75
Speicherbare Programme	4

Akku

Akkulaufzeit	intern ca. 5 h / extern ca. 9 h
--------------	---------------------------------

Maße

	DOCKINGSTATION	BEATMUNGSMODUL
Gewicht (kg)	1,4	1,8
Höhe (cm)	13	10
Breite (cm)	25	24,5
Tiefe (cm)	21	14,5

Modi

EXPIRATIONSVENTIL	LECKAGESYSTEM	MUNDSTÜCK
A(VCV)	CPAP	MPV
A(PCV)	(A)PC	MPP
PSV	ST	
PSV VT	ST-VT	
V-SIMV	C-FLOW	
P-SIMV		

VitalAire GmbH

Servicetel. 0800 / 2 51 11 11* · Servicefax 0800 / 2 02 02 02* · www.vitalaire.de · info@vitalaire.de

*gebührenfrei