

EO-70

Gerät zum Sekretionsmanagement

Servicenummern (gebührenfrei):
Tel. 0800 / 2 51 11 11
Fax 0800 / 2 02 02 02

- **Vollständige und anpassungsfähige Behandlung**
- **3 anpassbare Voreinstellungen**
- **Hustenassistent**

- **Intuitiver Touchscreen**
- **Coaching-Funktion**
- **Datenwiederherstellung über USB-Stick**



Das EO-70 ist ein Gerät zum Sekretionsmanagement, mit dem der expiratorische Spitzenflow und das Atemzugvolumen eines Patienten verstärkt werden. Ein spezieller Modus als Hilfestellung für Patienten: Die Coaching-Funktion



- **Herausnehmbares Modul, klein und leicht und daher einfach zu transportieren**
- **Mobilität und Unabhängigkeit: Akkulaufzeit für 4 Sitzungen**

TECHNISCHE DATEN

EO-70 / 7005-0009 / [Gerät zum Sekretionsmanagement](#)

ABMESSUNGEN	Gewicht	Größe
Display	< 1,5 kg	25 x 21 x 13 cm
Modul	< 1,9 kg	30 x 14 x 10 cm
Bildschirm	7 Zoll, Touchscreen, Farbe, HD	

MODI/INFOS	INEX
Betriebsmodi	Mechanische In-Exsufflation
Therapiemodi	Automatisch / Manuell
Oszillationen	EIN / AUS Frequenz: 4 bis 20 Hz Amplitude: Klein / Mittel / Groß
Monitoring	SpO2 / Herzfrequenz / Atemzugvolumen / Spitzenflow

EINSTELLUNGEN – INEX	
Inspiratorischer Druck	5 bis 70 mbar
Inspirationszeit	0,5 bis 5 Sek
Steilheit	0 bis 5
Trigger	AUS / 1 bis 3
Pause	AUS / 0,5 bis 5 Sek
PEEP	1 bis 20 mbar
Expirationsdruck	0 bis -70 mbar

HERSTELLER	
Hersteller	EOVE
Herstellerland	Frankreich
Hilfsmittel-Nummer	14.24.08.3013



Servicenummern (gebührenfrei):
Tel. 0800 / 251111
Fax 0800 / 2020202

www.vitalaire.de
info@vitalaire.de