

VitalNight

Polygraphie-Gerät

Servicenummern (gebührenfrei):
Tel. 0800 / 2 51 11 11
Fax 0800 / 2 02 02 02

Simple

- Integriertes Farbdisplay
- Intuitive Steck- und Anschlussmöglichkeiten
- Selbsterklärende Benutzeroberfläche

Smart

- Mit integrierter Bluetooth-Schnittstelle
- Kabelloser Datenaustausch mit den Schlaftherapiegeräten der neuesten Generation von Löwenstein medical. (Signale wie z.B. Flow, Druck, Leckage, Tidalvolumen werden direkt übertragen)
- Zeitsynchrone Darstellung polygraphischer Parameter auf dem PC

Das Polygraphiegerät **VitalNight** zielt auf den standardisierten Einsatz im diagnostischen und therapeutischen Bereich und wirbt dabei nicht umsonst mit den Attributen **Smart, Simple & Small**.



Small

- Kleines und kompaktes Gerät
- Vergleichsweise geringes Gewicht
- Angenehmer Tragekomfort

TECHNISCHE DATEN

VitalNight /5002-0007/ Polygraphie-Gerät

STROMVERSORGUNG

Akkunutzung	Wiederaufladbarer Li-Ion Akku 3.6 V mit Lade-Elektronik und Schutzschaltung
-------------	---

MASSE

Gehäuse	ABS, UL 94HB
L x B x H	90 mm x 66 mm x 29 mm
Gewicht	135g inklusive Akku

SPEICHER/DATEN

Datenübertragung	USB-Schnittstelle mit Kabel zur Datenübertragung
Speichermedium	Interne SD Karte
Speicherkapazität	Mind. 100 Std.
Updates Software	Lebenslange kostenfreie Softwareupdates für unsere Analyse und Auswertesoftware

HERSTELLER

Hersteller	Dr. Fenyves und Gut Deutschland GmbH
Herstellerland	Deutschland



VitalAireTM
Home Healthcare



Servicenummern (gebührenfrei):
Tel. 0800 / 2 51 11 11
Fax 0800 / 2 02 02 02

www.vitalaire.de
info@vitalaire.de