

VitalNight

Polygraphie-Gerät

Servicenummern (gebührenfrei):
Tel. 0800 / 2 51 11 11
Fax 0800 / 2 02 02 02

Simple

- Integriertes Farbdisplay
- Intuitive Steck- und Anschlussmöglichkeiten
- Selbsterklärende Benutzeroberfläche

Smart

- Mit integrierter Bluetooth-Schnittstelle
- Kabelloser Datenaustausch mit den Schlaftherapiegeräten der neuesten Generation von Löwenstein medical. (Signale wie z.B. Flow, Druck, Leckage, Tidalvolumen werden direkt übertragen)
- Zeitsynchrone Darstellung polygraphischer Parameter auf dem PC

Das Polygraphiegerät **VitalNight** zielt auf den standardisierten Einsatz im diagnostischen und therapeutischen Bereich und wirbt dabei nicht umsonst mit den Attributen **Smart, Simple & Small**.



Small

- Kleines und kompaktes Gerät
- Vergleichsweise geringes Gewicht
- Angenehmer Tragekomfort

TECHNISCHE DATEN

VitalNight /5002-0007/ Polygraphie-Gerät

STROMVERSORGUNG

Akkunutzung	Wiederaufladbarer Li-Ion Akku 3.6 V mit Lade-Elektronik und Schutzschaltung
-------------	---

MASSE

Gehäuse	ABS, UL 94HB
L x B x H	90 mm x 66 mm x 29 mm
Gewicht	135g inklusive Akku

SPEICHER/DATEN

Datenübertragung	USB-Schnittstelle mit Kabel zur Datenübertragung
Speichermedium	Interne SD Karte
Speicherkapazität	Mind. 100 Std.
Updates Software	Lebenslange kostenfreie Softwareupdates für unsere Analyse und Auswertesoftware

HERSTELLER

Hersteller	Dr. Fenyves und Gut Deutschland GmbH
Herstellerland	Deutschland



VitalAireTM
Home Healthcare



Servicenummern (gebührenfrei):
Tel. 0800 / 2 51 11 11
Fax 0800 / 2 02 02 02

www.vitalaire.de
info@vitalaire.de

PREISLISTE

VitalNight /5002-0007/ Polygraphie-Gerät

Artikelnummer	Menge	Artikel	Preis (VK netto)
5002-0007	1 ST	Polygraphie-Gerät VitalNight komplett	2950,00€
5004-0190	1 ST	T-Adapter / PAP VitalNight 50cm Luer	1,25 €
5004-0191	1 ST	T-Adapter / PAP VitalNight 210cm Luer	1,25 €
5004-0192	1 ST	Flow-Kanüle nasal VitalNight 50cm Luer	0,59 €
5004-0193	1 ST	Opto-Koppler USB VitalNight komplett	349,00 €
5004-0194	1 ST	Gebrauchsanweisung VitalNight multil.	6,90 €
5004-0195	1 ST	Reinigungsset VitalNight	7,90 €
5004-0196	1 ST	Netzteil Akku VitalNight	129,00 €
5004-0197	1 ST	externes Ladegerät Akku VitalNight	79,00 €
5004-0198	1 ST	Akku VitalNight	99,00 €
5004-0199	1 ST	USB-Kabel VitalNight 1,8m	69,00 €
5004-0200	1 ST	Tasche VitalNight Gerät	41,00 €
5004-0201	1 ST	Abdomengurt VitalNight rot Gr. L	49,00 €
5004-0202	1 ST	Abdomengurt VitalNight schwarz Gr. M	49,00 €
5004-0203	1 ST	Abdomengurt VitalNight blau Gr. S	49,00 €
5004-0204	1 ST	Tragegurt Thorax VitalNight rot Gr. L	59,00 €
5004-0205	1 ST	Tragegurt Thorax VitalNight schwarz Gr. M	59,00 €
5004-0206	1 ST	Tragegurt Thorax VitalNight blau Gr. S	59,00 €
5004-0207	1 ST	Thermistor VitalNight komplett	199,00 €
5004-0208	1 ST	Abdomensensor VitalNight komplett	79,00 €
5004-0209	1 ST	Thoraxsensor VitalNight komplett	95,00 €
5004-0210	1 ST	SpO ₂ Fingersensor Langzeit VitalNight	279,00 €

VitalAire
Home Healthcare



Servicenummern (gebührenfrei):
Tel. 0800 / 2 51 11 11
Fax 0800 / 2 02 02 02

www.vitalaire.de
info@vitalaire.de

ABRECHNUNGSEMPFEHLUNG

VitalNight / Polygraphie-Gerät

DIAGNOSTISCHE LEISTUNGEN NACH GOÄ UND IGEI

Leistung	Ziffer GOÄ	Punkte	Faktor max. Satz	einfacher Gebührensatz	zulässiger Gebührensatz
Eingehende Beratung	3	150	2,3	8,74 €	20,10 €
Körperliche Untersuchung	7	160	2,3	9,33 €	21,46 €
Ausführlicher Bericht	75	130	2,3	7,58 €	17,43 €

Standardableitung (EBM-konform) - Kontinuierliche Messung über mind. sechsstündige Schlafphase

Oxymetrische Untersuchung*	602	152	1,8	8,86 €	15,95 €
Luftfluss, Atembewegungen*	605	242	1,8	14,11 €	25,40 €
EKG*	A653	253	1,8	14,75 €	26,55 €
Registrierung der Körperlage	A714	180	2,3	10,49 €	24,13 €
Photoelektrische Volumenpuls-schreibung nach Belastung	A636	379	2,3	22,09 €	50,80 €
Arterien- und/oder Venenpuls-schreibung	638	121	1,8	7,05 €	12,69 €
Kontrolle CPAP/BiPAP-Druck (fakultativ)*	427	150	2,3	8,74 €	20,10 €

Zusätzliche Leistungen

Anpassung von Beatmungsmasken und Schulung des Patienten im Gebrauch*	518	120	1,8	6,99 €	12,60 €
Auswertung von mind. 2 verschiedenen Testverfahren/Fragebögen*	856	361	1,8	21,04 €	37,87 €

Basisleistung

Kardiorespiratorische Polygraphie	30900	640			72,10 €
-----------------------------------	-------	-----	--	--	---------

* Empfehlungen der Bundesärztekammer zur Abrechnung der kardiorespiratorischen Polygraphie; Stand 2004

Abrechnungsbeispiel:
Standard Polygraphie mit Beratungsleistung.
Nr. 3, 75, 602, 605, A653, 638, A714 – max. 142,25 €

Angaben ohne Gewähr



Servicenummern (gebührenfrei):
Tel. 0800 / 2511111
Fax 0800 / 2 02 02 02

www.vitalaire.de
info@vitalaire.de