

Zen-O™

Mobiler Sauerstoffkonzentrator

Service nummern (gebührenfrei):
Tel. 0800 / 2 51 11 11
Fax 0800 / 2 02 02 02

- Der Zen-O™ ist mit seiner übersichtlichen Tastenbedienung und dem LCD-Bedienfeld einfach zu bedienen.
- Erhöht automatisch die Sauerstoffmenge, sobald die Atemfrequenz des Patienten ansteigt.

Zen-O™ von GCE wiegt nur 4,66 kg und kann bis zu 2 Liter Sauerstoff pro Minute entweder im Puls- oder im kontinuierlichen Fluss liefern. Zen-O wird mit einer Vielzahl von Zubehörteilen geliefert, darunter eine Tragetasche und ein Zugwagen für mehr Mobilität.



- Dual Mode: Möglichkeit zwischen Konstantfluss und atemzuggesteuertem Modus zu wählen

TECHNISCHE DATEN

GCE Zen-O™ / 0802-0337 / mobiler Sauerstoffkonzentrator

STROMVERSORGUNG

Netzspannung	AC-Adapter 100-240V AC/ 50-60Hz, DC-Adapter 11,5-16V DC in / 24V, 5,0A out, 290W (alle Durchflussmengen)
Akkunutzung	1x 12 Zellen Akku bis 4h, 2x 12 Zellen Akku bis 8h

BETRIEBSMODI

Durchflussmenge	Einstellbar in 0.5er Stufen von 1.0 bis 6.0 im atemzuggesteuerten Modus und von 0.5 bis 2.0 im Konstantflow Modus
-----------------	---

MASSE

Abmessungen	212mm x 168mm x 313mm
Gewicht	4,6 kg mit 12 Zellen Akku
Geräuschpegel	38 dB(A)

HERSTELLER

Hersteller	GCE
Herstellerland	USA
Hilfsmittel-Nummer	14.24.06.5002

VitalAire[™]
Home Healthcare



Servicenummern (gebührenfrei):
Tel. 0800 / 2 51 11 11
Fax 0800 / 2 02 02 02

www.vitalaire.de
info@vitalaire.de