

## Zen-O-Lite™

### Tragbarer Sauerstoffkonzentrator

Servicenummern (gebührenfrei):  
Tel. 0800 / 2 51 11 11  
Fax 0800 / 2 02 02 02

- **ECO Mode-Funktion** ermöglicht es, den Betrieb auf ein festgelegtes Volumen an O<sub>2</sub>/min. umzuschalten (max. 210 ml pro Einstellungsstufe). Dies ermöglicht, die Akkulaufzeit zu verlängern.

- **Rate Responsive Therapy (RRT)** liefert Sauerstoff in der ersten halben Sekunde der Einatemphase und erkennt, wenn der Patient mehr Sauerstoff benötigt. In diesem Fall erhöht der Zen-O Lite die Abgabemenge.



Das Zen-O-Lite™ von GCE wiegt nur 2,5kg und kann bis zu 1050ml Sauerstoff pro Minute liefern. Zen-O-Lite wird mit einer Vielzahl von Zubehörteilen geliefert, darunter eine Tragetasche und eine Zubehörtasche für mehr Komfort.

- **Auswechselbare Molekularsiebe** können vom Anwender getauscht werden.

# TECHNISCHE DATEN

Zen-O-Lite™ / 0802-0338 / tragbarer Sauerstoffkonzentrator

## STROMVERSORGUNG

Netzspannung AC Adapter 100-240V AC, 50-60 Hz in, 24V DC, 5.0A out,  
DC Adapter 11.5 – 16V DC in, 24V, 5.0A out

Akkunutzung 1x 8 Zellen Akku bis 4h

## BETRIEBSMODI

Durchflussmenge Einstellbar in 0.5er Stufen von 1.0 bis 5.0

## MASSE

Abmessungen 249mm x 97mm x 235mm

Gewicht 2,5 kg inkl. Akku

Geräuschpegel 37 dB(A)

## HERSTELLER

Hersteller GCE

Herstellerland USA

Hilfsmittel-Nummer 14.24.06.1001

**VitalAire**<sup>™</sup>  
Home Healthcare



Servicenummern (gebührenfrei):  
Tel. 0800 / 2 51 11 11  
Fax 0800 / 2 02 02 02

[www.vitalaire.de](http://www.vitalaire.de)  
[info@vitalaire.de](mailto:info@vitalaire.de)