

TECHNISCHE DATEN



VITAL360 CPAP / VITAL360 APAP Schlaftherapie-Geräte

ALLGEMEINES

Gewicht	ca. 1,34 kg
Abmessungen (BxHxT)	170 x 135 x 180 mm
Stromaufnahme	Betrieb (Therapie): 240 V = 0,16 A, 100 V = 0,36 A Bereitschaft (Standby): 240 V = 0,035 A, 100 V = 0,061 A
Schalldruck	ca. 26,5 dB(A) bei 10 hPa
Hersteller	Löwenstein Medical, DE

ZUBEHÖR

Leckageschlauch	15 mm, 22 mm
Befeuchter Vital360	400 ml

BETRIEBSMODI

CPAP & APAP Betriebsdruckbereich	4 bis 20 hPa
softSTART	einstellbar 5 bis 45 min

ARTIKELNUMMER

Vital360 CPAP	0502-0255
Vital360 APAP	0502-0256