

Compact 525



5-Liter-Sauerstoffkonzentrator mit integriertem Sauerstoffsensor

- Geringe Lautstärke
- Frontetikett mit leicht verständlichen Bildsymbolen
- Intuitives Bedienfeld
- Verschleißfreie Sauerstoffmessung durch OSD-Sensor
- Optischer und akustischer Alarm bei zu geringer Sauerstoffkonzentration, Stromausfall, Druckabfall oder Gerätestörung
- Sauerstoffauslass mit Feuerschutzadapter ausgestattet
- 2-teiliges Gehäuse
- integrierter Transportgriff
- Intelligente Turn-Down-Technologie reduziert Stromverbrauch um ca. 20% bei Flowraten <math>< 2,5\text{l}/\text{min}</math>
- Verkleinerte Verpackung zur Reduzierung von Verpackungsmüll bei hoher Produktsicherheit



Technische Daten

Sauerstoffkonzentrator

	COMPACT 525
Sauerstoffkonzentration	93% (+/- 3%)
Floweinstellung (l/min)	0,5 bis 5 stufenlos einstellbar
Gewicht (kg)	16,3
Höhe (cm)	62,2
Breite (cm)	34,2
Tiefe (cm)	30,4
Betriebsspannung	230V, 50Hz
Schutzklasse	II Typ B
Energieverbrauch	bei 2l/min ca. 290 Watt bei 5l/min ca. 312 Watt